



Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche

BRAND

Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche
Con regolazione automatica dello zero.



Code	Description	Packaging
LLG09271060	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo BLAUBRAND®, Volume nominale 10 ml, Classe di precisione AS, Colore chiaro, Lungh. 680 mm	1 pz
LLG09271061	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo BLAUBRAND®, Volume nominale 25 ml, Classe di precisione AS, Colore chiaro, Lungh. 690 mm	1 pz
LLG09271062	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo BLAUBRAND®, Volume nominale 50 ml, Classe di precisione AS, Colore chiaro, Lungh. 695 mm	1 pz
LLG09271063	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 10 ml, Classe di precisione B, Colore chiaro, Lungh. 360 mm	1 pz
LLG09271064	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 25 ml, Classe di precisione B, Colore chiaro, Lungh. 425 mm	1 pz
LLG09271065	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 50 ml, Classe di precisione B, Colore chiaro, Lungh. 635 mm	1 pz
LLG09271066	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 25 ml, Classe di precisione B, Colore marrone, Lungh. 400 mm	1 pz
LLG09271067	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 50 ml, Classe di precisione B, Colore marrone, Lungh. 685 mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

