



Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche

**BRAND**

**Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche**  
Con regolazione automatica dello zero.



Code	Description	Packaging
LLG09271060	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo BLAUBRAND®, Volume nominale 10 ml, Classe di precisione AS, Colore chiaro, Lungh. 680 mm	1 pz
LLG09271061	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo BLAUBRAND®, Volume nominale 25 ml, Classe di precisione AS, Colore chiaro, Lungh. 690 mm	1 pz
LLG09271062	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo BLAUBRAND®, Volume nominale 50 ml, Classe di precisione AS, Colore chiaro, Lungh. 695 mm	1 pz
LLG09271063	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 10 ml, Classe di precisione B, Colore chiaro, Lungh. 360 mm	1 pz
LLG09271064	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 25 ml, Classe di precisione B, Colore chiaro, Lungh. 425 mm	1 pz
LLG09271065	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 50 ml, Classe di precisione B, Colore chiaro, Lungh. 635 mm	1 pz
LLG09271066	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 25 ml, Classe di precisione B, Colore marrone, Lungh. 400 mm	1 pz
LLG09271067	Tubi di ricambio per burette, vetro borosilicato 3.3, per burette automatiche, Tipo SILBERBRAND, Volume nominale 50 ml, Classe di precisione B, Colore marrone, Lungh. 685 mm	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

