

**Accessori per burette automatiche****BRAND****Accessori per burette automatiche**

Bottiglia a collo stretto, HDPE, 1000 ml o 500 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06228016	Bottiglia di ricambio a collo stretto con anello per cannula, per burette automatiche, Volume nominale 500 ml, Ø esterno 75 mm, Altezza 180,0 mm, Filettatura GL 25, Colore naturale, Materiale LDPE, Tappo a vite in LDPE, non sterile, non autoclavabile	1 pz
LLG07616330	Bottiglia di ricambio a collo stretto con anello per cannula, per burette automatiche, Volume nominale 1000 ml, Ø esterno 94 mm, Altezza 212,0 mm, Filettatura GL 28, Colore natura, Materiale LDPE, Tappo a vite in LDPE, non sterile, non autoclavabile	1 pz