

**Accessori per burette automatiche****BRAND****Accessori per burette automatiche**

Bottiglia a collo stretto, HDPE, 1000 ml o 500 ml.



| Code        | Description                                                                                                                                                                                                                                                | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06228016 | Bottiglia di ricambio a collo stretto con anello per cannula, per burette automatiche, Volume nominale 500 ml, Ø esterno 75 mm, Altezza 180,0 mm, Filettatura GL 25, Colore naturale, Materiale LDPE, Tappo a vite in LDPE, non sterile, non autoclavabile | 1 pz      |
| LLG07616330 | Bottiglia di ricambio a collo stretto con anello per cannula, per burette automatiche, Volume nominale 1000 ml, Ø esterno 94 mm, Altezza 212,0 mm, Filettatura GL 28, Colore natura, Materiale LDPE, Tappo a vite in LDPE, non sterile, non autoclavabile  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

