

**Termoregolatori CORIO****Julabo**

Termoregolatore CORIO - circolatore ad immersione - la pinza per collegamento al bagno è inclusa nella fornitura e facilita il montaggio del circolatore su ogni vasca con volume fino a 30 litri - con pochi e semplici passaggi è possibile installare un set pompa nel circolatore ad immersione CORIO e in un attimo il circolatore è pronto per controllare la temperatura di un sistema esterno.

- Controllo preciso della temperatura
- Per applicazioni interne standard
- Per vasche con massimo volume di riempimento fino a 30 litri
- Profondità di immersione: da 7,5 a 16.5 cm
- Display di facile lettura luminoso e bianco
- Silenzioso
- Di facile utilizzo

**CORIO C**

- Per vasche fino a 30 litri
- Classe I (NFL) conforme a norme DIN 12876-1
- Capacità di circolazione 6 L/min, 0,1 bar

**CORIO CD**

- Per vasche fino a 50 litri
- Cambio della pompa tra circolazione interna ed esterna
- Interfaccia USB
- Classe III (FL) conformi a norme DIN 12876-1
- Capacità di circolazione 15 L/min, 0,35 bar

La vasca è da ordinare a parte.

E' disponibilr un ampio range di accessori (racks, coperchi per vasche ecc).



Code	Description	Packaging
LLG04658066	Termostato CORIO CD, +20/ +150 °C, stabilità 0,03 ± °C, pot. riscald. 2 kW	1 pz
LLG07673349	Termostato CORIO C , +20/+100 °C, stabilità 0,03 ± °C, pot. riscald. 2 kW	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

