



Supporti per micropipette a singolo canale Trasferpette® electronic

BRAND

Supporti per micropipette a singolo canale Trasferpette® electronic



Code	Description	Packaging
LLG04000189	Supporto a 3 posti fino a 1000 µl con adattatore (230V 50Hz, spina tipo UK)	1 pz
LLG04000190	Supporto a 3 posti fino a 1000 µl con adattatore (100V 50-60Hz, spina tipo USA)	1 pz
LLG09280106	Supporto a 3 posti per Transferpette Electronic fino a 1000 µl con adattatore (230V 50Hz, spina tipo EU)	1 pz
LLG09280129	Supporto singolo, per Transferpette Electronic, per pipettatori fino a 1000 µl	1 pz
LLG09280130	Supporto singolo, per pipettatori Transferpette Electronic da 500 a 5000 µl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

