

**Mantelli riscaldanti standard serie KM-GH****SAF Wärmetechnik**

Mantelli riscaldanti standard serie KM-GH. Mantelli riscaldanti LabHEAT® per palloni a fondo tondo. Stesso progetto della serie KM-G ma con elementi riscaldanti in quarzo altamente resistente che consente una temperatura massima fino a 900°C; cavo di alimentazione con messa a terra da 1,5m con interruttore zone riscaldanti e protezione con interruttore di potenza; voltaggio nominale 230 V a.c.



Code	Description	Packaging
LLG09642440	Mantello riscaldante, 100 ml, pallone Ø 64 mm, 200 W, aree riscaldate 1	1 pz.
LLG09642443	Mantello riscaldante, 1000 ml, pallone Ø 131 mm, 750 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642444	Mantello riscaldante, 2000 ml, pallone Ø 166 mm, 1200 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642441	Mantello riscaldante, 250 ml, pallone Ø 85 mm, 300 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642445	Mantello riscaldante, 4000 ml, pallone Ø 207 mm, 1800 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642442	Mantello riscaldante, 500 ml, pallone Ø 105 mm, 500 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642446	Mantello riscaldante, 6000 ml, pallone Ø 236 mm, 2500 W, aree riscaldate 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

