

**Mantelli riscaldanti esterno metallico serie KM-M, senza controllore****SAF Wärmetechnik**

Mantelli riscaldanti esterno metallico serie KM-M, senza controllore. LabHEAT-
Mantelli riscaldanti per palloni, a fondo tondo. Resistenza in filo di vetro flessibile
rivestita in plastica, esterno in metallo resistente alle sostanze chimiche con
incorporato interruttore di accensione e commutatore per zona di riscaldamento;
max. temperatura dell'elemento di riscaldamento 450°C; cavo di alimentazione
da 1.5m (messa a terra) e RCD (rilevamento corrente residua); tensione
nominale 230V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642501	Mantello riscaldante, 100 ml, pallone Ø 64 mm, 100 W, aree riscaldate 1	1 pz.
LLG09642504	Mantello riscaldante, 1000 ml, pallone Ø 131 mm, 300 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642510	Mantello riscaldante, 10000 ml, pallone Ø 279 mm, 1400 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642505	Mantello riscaldante, 2000 ml, pallone Ø 166 mm, 500 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642511	Mantello riscaldante, 20000 ml, pallone Ø 345 mm, 2000 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642502	Mantello riscaldante, 250 ml, pallone Ø 85 mm, 150 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642506	Mantello riscaldante, 3000 ml, pallone Ø 185 mm, 600 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642507	Mantello riscaldante, 4000 ml, pallone Ø 207 mm, 750 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642500	Mantello riscaldante, 50 ml, pallone Ø 51 mm, 55 W, aree riscaldate 1	1 pz.
LLG09642503	Mantello riscaldante, 500 ml, pallone Ø 105 mm, 200 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642508	Mantello riscaldante, 5000 ml, pallone Ø 223 mm, 860 W, aree riscaldate 2	1 pz.
LLG09642509	Mantello riscaldante, 6000 ml, pallone Ø 236 mm, 1000 W, aree riscaldate 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

