



Mantelli riscaldanti serie KM-MPE per palloni a fondo tondo di diverse capacità

SAF Wärmetechnik

Mantelli riscaldanti serie KM-MPE per palloni a fondo tondo di diverse capacità.
Mantelli riscaldanti LabHEAT® per palloni, fondo tondo. Stesse caratteristiche della serie KM-E ma per utilizzo di palloni a fondo tondo di 3 diverse misure, per temperature fino a max. 450°C, con cavo di alimentazione da 1.5m ed RCD (rilevamento corrente residua). Alimentazione 230 V CA.



Code	Description	Packaging
LLG09642542	Mantello riscaldante KM-MPE, 1000-3000 ml, Ø 131-185 mm, 700 W, aree 3	1 pz.
LLG09642541	Mantello riscaldante KM-MPE, 250-1000 ml, Ø 85-131 mm, 350 W, aree 3	1 pz.
LLG09642540	Mantello riscaldante KM-MPE, 50-250 ml, Ø 51-85 mm, 160 W, aree 3	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

