

**Omogeneizzatore a lame da laboratorio MICROTRON® MB 950 S****KINEMATICA**

Omogeneizzatore a lame, da laboratorio, per campioni secchi o liquidi. Per la preparazione di campioni all'analisi e al controllo qualità. Flessibile e facile da usare.

- Semplice regolazione della velocità di rotazione con switch-on/off integrato.
- Compensazione della velocità in base al carico.
- Sostituzione degli accessori di miscelazione e della copertura protettiva senza impiego di utensili.
- E' possibile operare solo con copertura di sicurezza e coperchio.
- Disponibilità di diversi contenitori.
- Motore silenzioso e raffreddamento mediante ventilazione integrato.
- Permette di ottenere la produzione di particelle estremamente fini sia da campioni liquidi che secchi.
- E' possibile omogeneizzare diversi volumi di campione grazie alla possibilità di collegare differenti tipologie di contenitori.
- Velocità: 1000 – 14000 rpm.
- Rumorosità: ca. 79 dB(A) a 14000 rpm.
- Classe di protezione: IP 20.
- \varnothing /H (mm): 190mm / 245mm.
- Peso: 5.3kg.
- EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995, EN 60335-2-64:1997.
- Standard di sicurezza: classe di protezione 1 secondo EN 60335-1.



Code	Description	Packaging
LLG06325575	Omogeneizzatore a lame da laboratorio MICROTRON® MB 950 S	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

