

**Centrifuga compatta da banco Z 206 A****Hermle**

Centrifuga compatta da banco Z 206 A. Centrifuga compatta per laboratori di ricerca o centri medici.

**Caratteristiche:**

- Struttura in plastica ABS antiurto e chimicamente resistente
- Gestita da microprocessore HERMLE Standard-Control
- Display digitale con indicazione della velocità e del tempo di lavoro, impostati e attuali
- Dispositivo con indicatore luminoso di sbilanciamento e sistema di stacco automatico in caso di sbilanciamento grave e persistente
- Velocità da 250 rpm a 6.000 rpm regolabile mediante manopola in incrementi di 250 rpm
- Timer con regolazione del tempo di centrifugazione da 0,5 min. a 30 min. in passi di 0,5 min
- Dispositivo di bloccaggio coperchio con centrifuga in funzione
- Marchio CE e costruzione in accordo alla norma IEC 61010



Code	Description	Packaging
LLG09945728	Rotore angolare 12 x 15 ml	1 pz.
LLG09945739	Rotore angolare 18 x 1,5 / 2,0 ml	1 pz.
LLG09945729	Rotore angolare 6 x 50 ml	1 pz.
LLG09945738	Centrifuga da banco Z 206 A, con rotore angolare fisso 12x15 ml	1 pz.
LLG09945737	Centrifuga da banco Z 206 A	1 pz.
LLG09945740	Rotore oscillante 6 x 5 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

