



Supporti LAB

Supporti LAB. Piombo rivestito in PVC. Cilindrico, con apertura. Flessibile. Per mantenere la vetreria stabile sul banco di lavoro o in bagnomaria. Possono essere aperti, chiusi ed adattati alle dimensioni della bottiglia o recipiente da sostenere.



Code	Description	Packaging
LLG09149916	Supporti LAB Per Ø 48 - 59 mm, Ø int. 53 mm, Peso 240 g	1 pz
LLG09149917	Supporti LAB Per Ø 59 - 73 mm, Ø int. 66 mm, Peso 460 g	1 pz
LLG09149918	Supporti LAB Per Ø 73 - 90 mm, Ø int. 80 mm, Peso 600 g	1 pz
LLG09149919	Supporti LAB Per Ø 90 - 110 mm, Ø int. 100 mm, Peso 750 g	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

