


**Transilluminatori UV Compact****Vilber Lourmat**

Transilluminatori UV Compact.

- disegno compatto (34 x 26 cm)
- alloggiamento in metallo, con la struttura del filtro in acciaio inossidabile e filtro a lunga durata
- tecnologia moderna, fabbricazione di alta qualità
- i modelli BECXF hanno il selettore di intensità Hi/Lo (alta/bassa)
- sono disponibili modelli a singola o doppia lunghezza d'onda



Code	Description	Packaging
LLG09971910	Transilluminatore BECXF-20.M, intensità Hi/Lo, 200x200 mm, 6x8 W, 312 nm	1 pz
LLG09971911	Transilluminatore UV BECX-26.M filtro 210x260 mm sorgenti 6x8 W, 312 nm	1 pz
LLG09971914	Transilluminatore UV BTCP-26.LM, 210x260 mm sorgenti 5x8/6x8 W, 365/312 nm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

