

**Lampade UV****Vilber Lourmat**

Lampade UV con o senza filtro, con differenti lunghezze d'onda e potenza per una vasta gamma di applicazioni. Modelli con selettore di lunghezza di onda sono adatti per applicazioni multiple. Altri modelli su richiesta. Nota: prego ordinare separatamente il porta lampada.



Code	Description	Packaging
LLG04675302	Lampade UV, Tipo BVL-215.L, Singola lunghezza d'onda, Dim. filtro 295 x 76 mm, Lungh. d'onda 365 nm, Potenza 2 x 15 W	1 pz
LLG06229370	Lampade UV, Tipo BVL-6.C, singola lunghezza d'onda, dim. filtro 145x48 mm, lungh. d'onda 254 nm, potenza 1x6 W	1 pz
LLG07910047	Lampade UV, Tipo BVL-6.L, filtro 145 x 48 mm, Lungh. d'onda singola 365 nm, Potenza 1 x 6 W	1 pz
LLG09971915	Lampada di sterilizzazione UV*, 2x15 W, 254 nm	1 pz
LLG09971918	Lampade UV, con selettore lunghezza d'onda, 145x48 mm, 2x1x6 W, 365/254 nm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

