

**Soluzioni tampone pH, tecniche****SI Analytics**

Soluzioni tampone pH, tecniche. Senza codice colore. Sterilizzate a vapore caldo. Valori di pH indicati a 25°C. Disponibili in flacone da 250 ml. Validità circa 2 anni. Precisione +/- 0,02 pH. Set di calibrazione per misure di pH. Il set contiene 20 fiale piene da 17 ml di soluzione pH 4,00; 7,00 e 10,00 (a 25 °C).



Code	Description	Packaging
LLG09041043	Soluzione tampone pH 4,00, 250 ml, colore trasparente	1 pz.
LLG09041045	Soluzione tampone pH 7,00, 250 ml, colore trasparente	1 pz.
LLG09041048	Soluzione tampone pH 10,01, 250 ml, colore trasparente	1 pz.
LLG09041081	Set soluzioni tampone: 20x17 ml per ogni valore di pH 4,00; 7,00 e 10,00	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

