

**Soluzione rigenerante e soluzione di conservazione****SI Analytics**

Soluzione rigenerante e soluzione di conservazione. Per mantenere la massima efficienza e precisione dell'elettrodo.



Code	Description	Packaging
LLG09041034	Soluzione di conservazione, 250 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

