



Soluzione rigenerante e soluzione di conservazione

SI Analytics

Soluzione rigenerante e soluzione di conservazione. Per mantenere la massima efficienza e precisione dell'elettrodo.



Code	Description	Packaging
LLG09041034	Soluzione di conservazione, 250 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

