

**Beuta vetro DURAN®****DURAN Group**

Beuta vetro DURAN®. Bocca larga. Graduata. Bordo svasato. Conforme ai requisiti DIN EN ISO 24450. Con codice di rintracciabilità (Identificazione Lotto), certificato disponibile online. Vetro tipo 1 / vetro neutro, in conformità con USP, EP e JP. Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG09141114	Beuta in DURAN, bocca larga, 25* ml, Ø fondo 43mm, Ø collo 31mm, h 70mm	1 pz
LLG09141117	Beuta in DURAN, bocca larga, 50 ml, Ø fondo 51mm, Ø collo 34mm, h 85mm	1 pz
LLG09141124	Beuta in DURAN, bocca larga, 100 ml, Ø fondo 64mm, Ø collo 34mm, h 105mm	1 pz
LLG09141132	Beuta in DURAN, bocca larga, 200 ml, Ø fondo 79mm, Ø collo 50mm, h 131mm	1 pz
LLG09141136	Beuta in DURAN, bocca larga, 250 ml, Ø fondo 85mm, Ø collo 50mm, h 140mm	1 pz
LLG09141139	Beuta in DURAN, bocca larga, 300 ml, Ø fondo 87mm, Ø collo 50mm, h 156mm	1 pz
LLG09141144	Beuta in DURAN, bocca larga, 500 ml, Ø fondo 105mm, Ø collo 50mm, h 175mm	1 pz
LLG09141154	Beuta in DURAN, bocca larga, 1000 ml, Ø fondo 131mm, Ø collo 50mm, h 220mm	1 pz
LLG09141163	Beuta in DURAN, bocca larga, 2000* ml, Ø fondo 153mm, Ø collo 72mm, h 276mm	1 pz

