

**Beuta vetro DURAN®****DURAN Group**

Beuta vetro DURAN®. Bocca larga. Graduata. Bordo svasato. Conforme ai requisiti DIN EN ISO 24450. Con codice di rintracciabilità (Identificazione Lotto), certificato disponibile online. Vetro tipo 1 / vetro neutro, in conformità con USP, EP e JP. Autoclavabile.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09141114 | Beuta in DURAN, bocca larga, 25* ml, Ø fondo 43mm, Ø collo 31mm, h 70mm     | 1 pz      |
| LLG09141117 | Beuta in DURAN, bocca larga, 50 ml, Ø fondo 51mm, Ø collo 34mm, h 85mm      | 1 pz      |
| LLG09141124 | Beuta in DURAN, bocca larga, 100 ml, Ø fondo 64mm, Ø collo 34mm, h 105mm    | 1 pz      |
| LLG09141132 | Beuta in DURAN, bocca larga, 200 ml, Ø fondo 79mm, Ø collo 50mm, h 131mm    | 1 pz      |
| LLG09141136 | Beuta in DURAN, bocca larga, 250 ml, Ø fondo 85mm, Ø collo 50mm, h 140mm    | 1 pz      |
| LLG09141139 | Beuta in DURAN, bocca larga, 300 ml, Ø fondo 87mm, Ø collo 50mm, h 156mm    | 1 pz      |
| LLG09141144 | Beuta in DURAN, bocca larga, 500 ml, Ø fondo 105mm, Ø collo 50mm, h 175mm   | 1 pz      |
| LLG09141154 | Beuta in DURAN, bocca larga, 1000 ml, Ø fondo 131mm, Ø collo 50mm, h 220mm  | 1 pz      |
| LLG09141163 | Beuta in DURAN, bocca larga, 2000* ml, Ø fondo 153mm, Ø collo 72mm, h 276mm | 1 pz      |

