

**Scatole porta vetrini per microscopio, a lunga durata****Heathrow Scientific**

Scatole porta vetrini per microscopio, a lunga durata. Codifica colore per facile identificazione. Queste scatole sono perfette per conservare o trasportare vetrini di dimensioni standard (76x26mm). Con rivestimento in sughero. Impilabili. Ogni scatola da 100 pezzi è fissata con un fermaglio antiruggine rivestito in nichel ed un gancino. La scatola da 50 pezzi è assicurata da un meccanismo di blocco a pollice. Ogni scanalatura è numerata per corrispondere al relativo foglio di inventario, posto nel coperchio interno della scatola.



Code	Description	Packaging
LLG06322213	Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore blu , Dimensioni (L x P x H) 208 x 175 x 34 mm	12 pz
LLG06322214	Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore verde, Dimensioni (L x P x H) 208 x 175 x 34 mm	12 pz
LLG06322215	Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore rosso, Dimensioni (LxPxH) 208x175x34 mm	12 pz
LLG06322216	Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore giallo, Dimensioni (LxPxH) 208x175x34 mm	12 pz
LLG06322217	Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore bianco, Dimensioni (LxPxH) 208x175x34 mm	12 pz
LLG06322218	Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore nero, Dimensioni (LxPxH) 208x175x34 mm	12 pz
LLG09161287	Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore nero, dim. 208x175x34 mm	1 pz.
LLG06241030	Portavetrini, per 25 vetrini, blu, 141x88x35 mm	1 pz.
LLG09161284	Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore blu, dim. 208x175x34 mm	1 pz.
LLG09161300	Scatole portavetrini, per 50 vetrini, colore blu, dim. 209x86x35 mm	1 pz.
LLG06240819	Portavetrini, per 25 vetrini, verde, 141x88x35 mm	1 pz.
LLG09161285	Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore verde, dim. 208x175x34 mm	1 pz.
LLG06240818	Portavetrini per microscopio, per 25 vetrini, rosso, 141x88x35 mm	1 pz.
LLG09161286	Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore rosso, dim. 208x175x34 mm	1 pz.
LLG09161289	Scatola portavetrini, rossa, 50 posti, 209x86x35mm	1 pz.
LLG06268500	Portavetrini, per 50 vetrini, bianco, 209x86x35 mm	1 pz.
LLG07079563	Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore bianco, dim. 208x175x34 mm	1 pz.
LLG09161288	Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore giallo, dim. 208x175x34 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

