

**Scatole porta vetrini per microscopio, a lunga durata****Heathrow Scientific**

Scatole porta vetrini per microscopio, a lunga durata. Codifica colore per facile identificazione. Queste scatole sono perfette per conservare o trasportare vetrini di dimensioni standard (76x26mm). Con rivestimento in sughero. Impilabili. Ogni scatola da 100 pezzi è fissata con un fermaglio antiruggine rivestito in nichel ed un gancino. La scatola da 50 pezzi è assicurata da un meccanismo di blocco a pollice. Ogni scanalatura è numerata per corrispondere al relativo foglio di inventario, posto nel coperchio interno della scatola.



| Code        | Description                                                                                                                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06322213 | Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore blu , Dimensioni (L x P x H) 208 x 175 x 34 mm  | 12 pz     |
| LLG06322214 | Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore verde, Dimensioni (L x P x H) 208 x 175 x 34 mm | 12 pz     |
| LLG06322215 | Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore rosso, Dimensioni (LxPxH) 208x175x34 mm         | 12 pz     |
| LLG06322216 | Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore giallo, Dimensioni (LxPxH) 208x175x34 mm        | 12 pz     |
| LLG06322217 | Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore bianco, Dimensioni (LxPxH) 208x175x34 mm        | 12 pz     |
| LLG06322218 | Scatole durature porta vetrini per microscopio, Per numero 100 vetrini, Colore nero, Dimensioni (LxPxH) 208x175x34 mm          | 12 pz     |
| LLG09161287 | Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore nero, dim. 208x175x34 mm                                                         | 1 pz.     |
| LLG06241030 | Portavetrini, per 25 vetrini, blu, 141x88x35 mm                                                                                | 1 pz.     |
| LLG09161284 | Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore blu, dim. 208x175x34 mm                                                          | 1 pz.     |
| LLG09161300 | Scatole portavetrini, per 50 vetrini, colore blu, dim. 209x86x35 mm                                                            | 1 pz.     |
| LLG06240819 | Portavetrini, per 25 vetrini, verde, 141x88x35 mm                                                                              | 1 pz.     |
| LLG09161285 | Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore verde, dim. 208x175x34 mm                                                        | 1 pz.     |
| LLG06240818 | Portavetrini per microscopio, per 25 vetrini, rosso, 141x88x35 mm                                                              | 1 pz.     |
| LLG09161286 | Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore rosso, dim. 208x175x34 mm                                                        | 1 pz.     |
| LLG09161289 | Scatola portavetrini, rossa, 50 posti, 209x86x35mm                                                                             | 1 pz.     |
| LLG06268500 | Portavetrini, per 50 vetrini, bianco, 209x86x35 mm                                                                             | 1 pz.     |
| LLG07079563 | Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore bianco, dim. 208x175x34 mm                                                       | 1 pz.     |
| LLG09161288 | Scatole portavetrini, per 100 vetrini, colore giallo, dim. 208x175x34 mm                                                       | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

