



Lampada, per soffieria, PT 2000

Lampada, per soffieria, PT 2000. Corpo robusto in ottone con regolazione fine della fiamma per saldatura leggera o forte. Manico ergonomico in polipropilene resistente all'urto. Da utilizzare con cartuccia C 206 GLS.



Code	Description	Packaging
LLG09018547	Lampada per soffieria, tipo PT 2000	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

