



Cestelli per lavatrice ad ultrasuoni Elmasonic S



Code	Description	Packaging
LLG04688716	Cestelli per pulitore a ultrasuoni Elmasonic, Per P 80, Dimensioni interne (LxPxH) 455 x 105 x 55 mm, in Acciaio inossidabile, Portata max. 5 kg	1 pz
LLG04688718	Cestelli per pulitore a ultrasuoni Elmasonic, Per Easy 120/Select 120/S 120/P 120, Dimensioni interne (LxPxH) 250 x 195 x 135 mm, in Acciaio inossidabile, carico massimo 7 kg	1 pz
LLG09876422	Cestello per bagno tipo S 30, 198x106x50 mm, luce 7x1 mm, portata 1 kg	1 pz.
LLG04688713	Cestelli per pulitore a ultrasuoni Elmasonic, Per Easy 30/Select 30/S 30/P 30, Dimensioni interne (LxPxH) 195 x 105 x 50 mm, Materiale Acciaio inossidabile, Portata max. 1 kg	1 pz
LLG04688714	Cestelli per pulitore a ultrasuoni Elmasonic, Per Easy 40/Select 40/S 40, Dimensioni interne (LxPxH) 195 x 105 x 95 mm, in Acciaio inossidabile, Portata max. 3 kg	1 pz
LLG04688715	Cestelli per pulitore a ultrasuoni Elmasonic, Per Easy 60/Select 60/S 60/P 60, Dimensioni interne (LxPxH) 255 x 105 x 95 mm, in Acciaio inossidabile, Portata max. 5 kg	1 pz
LLG04688717	Cestelli per pulitore a ultrasuoni Elmasonic, Per Easy 100/Select 100/S 100, Dimensioni interne (LxPxH) 250 x 195 x 90 mm, Materiale Acciaio inossidabile, Portata max. 6 kg	1 pz