

**Cilindri graduati, PP, classe B, graduazioni stampate, forma alta****VITLAB**

Cilindri graduati, PP, classe B, graduazioni stampate, forma alta. Altamente trasparenti. Forma alta. Con scala in rilievo ed anelli di marcatura in corrispondenza dei punti principali di graduazione, calibrati IN. Tolleranza in classe B secondo DIN 12681 / ISO 670 6. Base esagonale che garantisce elevata stabilità. Lo stress termico fino a 80°C non causa il superamento permanente dei limiti di tolleranza. Sicuro in campo alimentare (idoneo al contatto con alimenti in accordo con la (EC) No. 10/2011)



Code	Description	Packaging
LLG07075031	Cilindro graduato, PP, forma alta, 10 ml, div. 0,20 ml, h 145 mm, Ø 15 mm	1 pz.
LLG09274438	Cilindro graduato, PP, forma alta, 100 ml, div. 1,00 ml, h 250 mm, Ø 33 mm	1 pz.
LLG09274462	Cilindro graduato, PP, forma alta, 1000 ml, div. 10 ml, h 440 mm, Ø 69 mm	1 pz.
LLG09274420	Cilindro graduato, PP, forma alta, 25 ml, div. 0,50 ml, h 170 mm, Ø 22 mm	1 pz.
LLG09274448	Cilindro graduato, PP, forma alta, 250 ml, div. 2,00 ml, h 315 mm, Ø 44 mm	1 pz.
LLG09274464	Cilindro graduato, PP, forma alta, 2000 ml, div. 20 ml, h 482 mm, Ø 97 mm	1 pz.
LLG09274428	Cilindro graduato, PP, forma alta, 50 ml, div. 1,00 ml, h 200 mm, Ø 27 mm	1 pz.
LLG09274454	Cilindro graduato, PP, forma alta, 500 ml, div. 5,00 ml, h 360 mm, Ø 58 mm	1 pz.