



Campionatore per polveri Milky, acciaio inossidabile, V4A, conforme EN ISO 707

**Bürkle**

Campionatore per polveri Milky, acciaio inossidabile, V4A, conforme EN ISO 707. Campionatore per latte in polvere in acciaio inossidabile AISI 316, sterilizzabile. Sviluppato specialmente per campioni di latte in polvere, conformi agli standard DIN e IDF (Int. Dairy Federation). Il campionatore si inserisce in sacchi o botti e il campione viene rimosso usando una lancia semi-circolare.



Code	Description	Packaging
LLG06051629	Campionatore Milk, in acciaio, lungh. 480 mm, prof.max 385 mm, cap. 150 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

