

**Campionatore Tubus, acciaio inossidabile V4A, conforme a ISTA****Bürkle**

Campionatore Tubus, in acciaio inossidabile V4A, conforme a ISTA. Campionatore per prodotti in polvere o bulk avente diametro fino a circa 1 cm. Questo strumento rende possibile ad esempio, rimuovere nocchie, miscele di tè, grano o simili da larghi sacchi. Utilizzo: inserire Tubus nel sacco alla profondità di campionamento desiderata, mentre si tiene il tubo di raccolta chiuso, usando al mano. Quando si toglie la mano, il campione fluisce direttamente, attraverso il tubo nel contenitore o nel sacchetto posto al di sotto di esso.

- A scelta 2 lunghezze, 40 e 80 cm.
- Anche per prodotti a grana grossa;
- Acciaio inossidabile AISI 316;
- Conforme a standard ISTA per sementi lunghezza di 10mm e 5 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06200394	Campionatore Quick-Picker, in acciaio, lungh. 400 mm, Ø 40 mm	1 pz.
LLG06204492	Campionatore Quick-Picker, in acciaio, lungh. 800 mm, Ø 40 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

