

**Vaschette per colorazione vetrini, vetro soda-lime****LLG Labware**

Vaschette per colorazione vetrini, vetro soda-lime.

La vaschetta per colorazione vetrini tipo **Schiefferdecker** è adatta per contenere orizzontalmente vetrini da 76x26 mm. La vaschetta ha 10 scanalature per accomodare 20 vetrini retro contro retro.

La vaschetta tipo **Hellendahl** contiene verticalmente vetrini da 76x26mm. Ha 8 scanalature per alloggiare 18 vetrini retro contro retro.

La vaschetta tipo **Macro** è adatta per contenere 20 vetrini 76x26mm (si prega di ordinare il supporto a parte: codice LLG09163253). Il supporto in acciaio inossidabile per vaschetta Macro ha 20 scanalature per alloggiare 20 vetrini singoli.

Ogni vaschetta è fornita completa di un coperchio in vetro.



Code	Description	Packaging
LLG09163250	Vaschetta tipo Schiefferdecker, dim. 68x88x50,15 mm, con coperchio	1 pz
LLG09163252	Vaschetta tipo Macro, dim. 88x105x78 mm, con coperchio	1 pz
LLG09163251	Vaschetta tipo Hellendahl, dim. 61x63x102 mm, con coperchio	1 pz
LLG09163253	Supporto, in acciaio inox, per vaschetta tipo Macro	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

