

**Mestoli per campionamento, PTFE****BRAND****Mestoli per campionamento, PTFE**

Beaker con bordo rinforzato e becco. Maniglia in PTFE con interno in acciaio.
Asta di prolunga opzionale per una maggiore lunghezza dell'impugnatura (Asta di prolunga, lunghezza 600 mm).



Code	Description	Packaging
LLG07019089	Mestoli per campionamento, PTFE, Capacità 100 ml, Ø 55 mm, Altezza 65 mm	1 pz
LLG07019090	Mestoli per campionamento, PTFE, Capacità 250 ml, Ø 70 mm, Altezza 95 mm	1 pz
LLG07019091	Mestoli per campionamento, PTFE, Capacità 500 ml, Ø 80 mm, Altezza 125 mm	1 pz
LLG07019092	Mestoli per campionamento, PTFE, Capacità 1000 ml, Ø 105 mm, Altezza 155 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

