



Campionatore a settori, Multi/All-layer/Jumbo, acciaio V4A o alluminio

Bürkle

Campionatore a settori, Multi/All-layer/Jumbo, in acciaio V4A o alluminio. Per il prelievo di campioni di polveri e granulati. Diverse tipologie con differenti lunghezze e materiali:

Multi-sampler: con camere chiuse, per un campionamento multiplo a diverse profondità. Disponibile in acciaio inox V4A/PTFE, acciaio inox V4A/V4A o alluminio. Tubo Ø 25 mm.

All-layer-sampler: con camere aperte per il campionamento a diverse profondità. Svuotamento attraverso l'estremità aperta del collettore. Disponibile in acciaio inox V4A o in alluminio. Tubo Ø 25 mm.

Jumbo-sampler: con camere aperte per il campionamento a diverse profondità. Svuotamento attraverso l'estremità aperta del collettore. Disponibile in acciaio inox V4A o in alluminio. Tubo Ø 50 mm. Questo campionatore è particolarmente indicato per materiale grossolano e per quantità maggiori.

Uno-sampler: con una camera chiusa per prelevare campioni a profondità prestabilita. Facile da svuotare con il dispositivo di svuotamento.



Code	Description	Packaging
LLG07631201	Campionatore Multi, V4A/V4A, lungh.550mm, prof.430mm, aperture 3, 14ml	1 pz.
LLG09303860	Campionatore Multi, V4A/PTFE, lungh. 55 cm, prof. 430 mm, aperture 3, 14 ml	1 pz.
LLG09303870	Campionatore Multi, Al, lungh. 55 cm, prof. 430 mm, aperture 3, 14 ml	1 pz.
LLG07653124	Campionatore Multi, V4A/V4A, lungh.850mm, prof.710mm, aperture 3, 17ml	1 pz.
LLG09303862	Campionatore Multi, V4A/PTFE, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 3, 17 ml	1 pz.
LLG09303864	Campionatore Multi, V4A/PTFE, lungh.150cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 17 ml	1 pz.
LLG09303866	Campionatore Multi, V4A/V4A, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 17ml	1 pz.
LLG09303872	Campionatore Multi, Al, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 3, 17 ml	1 pz.
LLG09303874	Campionatore Multi, Al, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 17 ml	1 pz.
LLG09303886	Campionatore Uno, V4A/PTFE, lungh. 55 cm, prof. 430 mm, aperture 1, 17 ml	1 pz.
LLG09303887	Campionatore Uno, V4A/PTFE, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 1, 17 ml	1 pz.
LLG09303888	Campionatore Uno, V4A/PTFE, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 1, 17 ml	1 pz.
LLG06232190	Campionatore All-layer, V4A/V4A, lungh.550mm, prof.430mm, aperture 3, 70ml	1 pz.
LLG09303875	Campionatore All-layer, Al, lungh. 55 cm, prof. 430 mm, aperture 3, 70 ml	1 pz.
LLG06234598	Campionatore All-layer, V4A/V4A, lungh.850mm, prof.710mm, aperture 3, 130ml	1 pz.
LLG09303876	Campionatore All-layer, Al, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 3, 130 ml	1 pz.
LLG09303865	Campionatore All-layer, V4A/V4A, L.150cm, prof.1355mm, aperture 5, 260ml	1 pz.
LLG09303877	Campionatore All-layer, Al, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 260ml	1 pz.
LLG06240956	Campionatore Jumbo, Al/PTFE, lungh.850mm, prof.710mm, aperture 3, 390ml	1 pz.
LLG07625884	Campionatore Jumbo, Al/PTFE, lungh.1500mm, prof.1355mm, aperture 5, 650ml	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09303878	Campionatore Jumbo, Al, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 3, 880 ml	1 pz.
LLG06236850	Campionatore Jumbo, Al/PTFE, lungh.2500mm, prof.2355mm, aperture 7, 910ml	1 pz.
LLG09303879	Campionatore Jumbo, Al, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 1700 ml	1 pz.
LLG09303883	Campionatore Jumbo, Al, lungh. 250 cm, prof. 2355 mm, aperture 7, 2900 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

