



Campionatore a settori, Multi/All-layer/Jumbo, acciaio V4A o alluminio

Bürkle

Campionatore a settori, Multi/All-layer/Jumbo, in acciaio V4A o alluminio. Per il prelievo di campioni di polveri e granulati. Diverse tipologie con differenti lunghezze e materiali:

Multi-sampler: con camere chiuse, per un campionamento multiplo a diverse profondità. Disponibile in acciaio inox V4A/PTFE, acciaio inox V4A/V4A o alluminio. Tubo Ø 25 mm.

All-layer-sampler: con camere aperte per il campionamento a diverse profondità. Svuotamento attraverso l'estremità aperta del collettore. Disponibile in acciaio inox V4A o in alluminio. Tubo Ø 25 mm.

Jumbo-sampler: con camere aperte per il campionamento a diverse profondità. Svuotamento attraverso l'estremità aperta del collettore. Disponibile in acciaio inox V4A o in alluminio. Tubo Ø 50 mm. Questo campionatore è particolarmente indicato per materiale grossolano e per quantità maggiori.

Uno-sampler: con una camera chiusa per prelevare campioni a profondità prestabilita. Facile da svuotare con il dispositivo di svuotamento.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG07631201 | Campionatore Multi, V4A/V4A, lungh.550mm, prof.430mm, aperture 3, 14ml | 1 pz. |
| LLG09303860 | Campionatore Multi, V4A/PTFE, lungh. 55 cm, prof. 430 mm, aperture 3, 14 ml | 1 pz. |
| LLG09303870 | Campionatore Multi, Al, lungh. 55 cm, prof. 430 mm, aperture 3, 14 ml | 1 pz. |
| LLG07653124 | Campionatore Multi, V4A/V4A, lungh.850mm, prof.710mm, aperture 3, 17ml | 1 pz. |
| LLG09303862 | Campionatore Multi, V4A/PTFE, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 3, 17 ml | 1 pz. |
| LLG09303864 | Campionatore Multi, V4A/PTFE, lungh.150cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 17 ml | 1 pz. |
| LLG09303866 | Campionatore Multi, V4A/V4A, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 17ml | 1 pz. |
| LLG09303872 | Campionatore Multi, Al, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 3, 17 ml | 1 pz. |
| LLG09303874 | Campionatore Multi, Al, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 17 ml | 1 pz. |
| LLG09303886 | Campionatore Uno, V4A/PTFE, lungh. 55 cm, prof. 430 mm, aperture 1, 17 ml | 1 pz. |
| LLG09303887 | Campionatore Uno, V4A/PTFE, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 1, 17 ml | 1 pz. |
| LLG09303888 | Campionatore Uno, V4A/PTFE, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 1, 17 ml | 1 pz. |
| LLG06232190 | Campionatore All-layer, V4A/V4A, lungh.550mm, prof.430mm, aperture 3, 70ml | 1 pz. |
| LLG09303875 | Campionatore All-layer, Al, lungh. 55 cm, prof. 430 mm, aperture 3, 70 ml | 1 pz. |
| LLG06234598 | Campionatore All-layer, V4A/V4A, lungh.850mm, prof.710mm, aperture 3, 130ml | 1 pz. |
| LLG09303876 | Campionatore All-layer, Al, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 3, 130 ml | 1 pz. |
| LLG09303865 | Campionatore All-layer, V4A/V4A, L.150cm, prof.1355mm, aperture 5, 260ml | 1 pz. |
| LLG09303877 | Campionatore All-layer, Al, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 260ml | 1 pz. |
| LLG06240956 | Campionatore Jumbo, Al/PTFE, lungh.850mm, prof.710mm, aperture 3, 390ml | 1 pz. |
| LLG07625884 | Campionatore Jumbo, Al/PTFE, lungh.1500mm, prof.1355mm, aperture 5, 650ml | 1 pz. |



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09303878 | Campionatore Jumbo, Al, lungh. 85 cm, prof. 710 mm, aperture 3, 880 ml | 1 pz. |
| LLG06236850 | Campionatore Jumbo, Al/PTFE, lungh.2500mm, prof.2355mm, aperture 7, 910ml | 1 pz. |
| LLG09303879 | Campionatore Jumbo, Al, lungh. 150 cm, prof. 1355 mm, aperture 5, 1700 ml | 1 pz. |
| LLG09303883 | Campionatore Jumbo, Al, lungh. 250 cm, prof. 2355 mm, aperture 7, 2900 ml | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

