

**Cucchiaino per campioni, PP****Bel-Art Products**

Cucchiaino per campioni. In PP bianco. Lunghezza 180 millimetri. Autoclavabile a 121°C. Manico lungo per entrare facilmente in barattoli, bottiglie e altre zone circoscritte; riduce al minimo il potenziale di contatto personale con materiale prelevato. Sicuro per contatto con cibo, droghe e cosmetici.



Code	Description	Packaging
LLG09150643	Cucchiaino, PP Cap. 1,23 ml Largh. 20 mm	1 pz.
LLG09150646	Cucchiaino, PP Cap. 14,79 ml Largh. 39 mm	1 pz.
LLG09150644	Cucchiaino, PP Cap. 2,46 ml Largh. 25 mm	1 pz.
LLG09150645	Cucchiaino, PP Cap. 4,93 ml Largh. 30 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

