

**Centrifuga ad alta velocità & agitatore**

Heathrow Scientific

Mini centrifuga e agitatore magnetico MagFuge. Spina universale.

Funzione centrifuga

- Massima velocità e flessibilità
- Confortevole e facile da usare
- Stop di sicurezza in caso di: apertura coperchio, bloccaggio rotore o sbilanciamento dell'unità
- Ideale per molti protocolli che richiedono rotazioni rapide, per PCR, separazione cellule e protocolli HPLC.

Funzione agitatore magnetico

- Il potente accoppiamento magnetico assicura un allineamento accurato e costante dell'ancoretta di agitazione
- Con tappetino in silicone per coperchio agitatore, per evitare fuoriuscite e mantenere stabili i contenitori
- Con alimentatore a doppio isolamento a bassa tensione, per mantenere l'unità fredda e garantire l'integrità del campione.

La fornitura include: mini-centrifuga, rotore per provette 1,5/2 mL e 5 mL, rotore agitatore, adattatori per provette 12x0,2 mL e 12 0,5 mL, 2 tappetini in silicone, 2 ancorette di agitazione cilindriche, adattatore di alimentazione con set di cavi.

Caratteristiche**Funzione-centrifuga**

RCF max.: 15...9800xg

Velocità Max.: 500...12500 rpm

Capacità max. provette: 12x1,5/2 ml o 6x5 ml

Timer: 30 secondi...60 min - incrementi di 5 s

Dimensioni (LxPxH): 185x235x120 mm

Funzione-agitatore magnetico

Velocità Max.: 50...2500 rpm

Capacità max. agitazione: 3 litri

Timer: 30 secondi...60 min - incrementi di 5 s

Modo agitazione: 1 min...60 min

Modo agitazione oscillante: 30s...15 min - incrementi di 15 s

Dimensione piatto agitante (diam.): 130 mm

Dimensione ancoretta magnetica (Lxdiam.): 40x12 mm

Peso: 1,85 kg

Alimentazione: 12 V

Garanzia: 3 anni



Code	Description	Packaging
LLG04664777	Centrifuga (500-12500rpm) & agitatore 3LMagFuge (50-2500rpm) grigio/blu	1 pz.
LLG04664776	Centrifuga (500-12500rpm) & agitatore 3LMagFuge (50-2500rpm) grigio/viola	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

