



Etichette per congelatori SuperPrint, bianche

Etichette per congelatori SuperPrint, bianche. Etichette autoadesive per congelatori su foglio A4. Rimangono fermamente attaccate anche a temperature molto basse. Perfette per tutte le stampanti per PC (laser, inchiostro, matrice), copiatrici e macchine multifunzionali. Non adatte per stampanti laser e copiatrici a colori. La carta delle etichette è di qualità ad alta risoluzione che garantisce un perfetto fissaggio del toner e ottimi risultati di stampa laser, anche ad alta risoluzione. Nessun problema di stampa grazie al bordo di protezione e all'ottima planarità. La confezione comprende 25 fogli di etichette (65 etichette per foglio per il codice LLG06201004 e 24 etichette per foglio per il codice LLG06201005).



Code	Description	Packaging
LLG06201004	Etichette adesive per congelatori, lungh. 38,1 mm, largh. 21,2 mm	25 pz
LLG06201005	Etichette adesive per congelatori, lungh. 66,0 mm, largh. 33,8 mm	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

