



Adattatori filettati per tappi di sicurezza SafetyCaps / SafetyWasteCaps, PTFE. Utilizzare SafetyCaps e SafetyWasteCaps anche per bottiglie con filettatura GL40 o GL38. Altri adattatori con diverse dimensioni della filettatura sono disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG04005469	Adattatori filettati, filetto femmina / maschio, Filettatura int. GL45, Filettatura est. R 1 1/2", in PP, Colore chiaro	1 pz
LLG04005477	Adattatori filettati per tappi di sicurezza SafetyCaps / SafetyWasteCaps, filetto femmina / maschio, filettatura interna S51 (f), filettatura esterna GL45 (m), colore: incolore, materiale PP	1 pz
LLG04005640	Adattatori filettati per tappi di sicurezza SafetyCaps / SafetyWasteCaps, filetto femmina / maschio, filettatura interna GL40 (f), filettatura esterna GL45 (m), colore: incolore, materiale PP	1 pz
LLG04005641	Adattatori filettati per tappi di sicurezza SafetyCaps / SafetyWasteCaps, filetto femmina / maschio, filettatura interna GL38 (f), filettatura esterna GL45 (m), colore: incolore, materiale PP	1 pz
LLG04005642	Adattatori filettati per tappi di sicurezza SafetyCaps / SafetyWasteCaps, filetto femmina / maschio, filettatura interna GL32 (f), filettatura esterna GL45 (m), colore: incolore, materiale PP	1 pz
LLG09139882	Adattatore GL38 (f) - GL45 (m) per tappo di sicurezza	1 pz.
LLG09139883	Adattatore GL40 (f) - GL45 (m) per tappo di sicurezza	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

