



Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air 5110, 5210, 5310

WTW

Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato silv-Air 5110, 5210, 5310. Queste classi di filtri elencano i requisiti minimi e servono semplicemente come guida. E' responsabilit  di chi li indossa assicurarsi che il respiratore sia conforme ai requisiti, in termini di materiali pericolosi e di concentrazione prima dell'uso!

FFP 1: per le particelle che non sono n  tossiche, n  associate a fibrosi. Per la protezione fino a 4 volte il corrispondente valore limite di soglia

FFP 2: per particelle nocive o dannose, vapori e fumo; filtri per particelle solide e liquide con un livello medio di filtraggio. Per la protezione fino a 10 volte il corrispondente valore di soglia

FFP 3: per particelle tossiche, vapori e fumo; filtri per aerosol solidi e liquidi con una classificazione di filtraggio alto. Per la protezione fino a 30 volte il corrispondente valore limite di soglia

Etichettatura R: La maschera   stata testata per il riutilizzo e ha le caratteristiche di prestazione richieste per indossarla durante un secondo turno di lavoro.

NR: non riutilizzabile

Etichettatura D: La maschera   stata sottoposta a ulteriori analisi di polvere dolomite e permette quindi un'ottima traspirazione, anche in ambienti molto polverosi e durante i periodi di utilizzo pi  lunghi.

- Mascherina pieghevole con filtro antiparticolato con valvola di espirazione.
- Confezionata individualmente.
- Colore: bianco.
- Disponibile anche senza valvola di espirazione.
- Mascherina facciale certificata FFP1 secondo EN 149 e Direttiva UE 89/686/CEE.
- Etichetta D (test con polvere di dolomite superato): massima respirabilit  anche con livelli di polvere molto elevati
- Non riutilizzabile.
- Clip nasale flessibile e regolabile.
- Labbro di tenuta morbido che garantisce una posizione sicura, sigillata e confortevole della mascherina.
- Bordi in materiale morbido per un confort elevato.
- Fascia per la testa regolabile che offre semplice maneggevolezza e comoda vestibilit .



Code	Description	Packaging
LLG04664620	Maschera silv-Air 5110 Livello di protezione FFP1, con valvola, bianco	15 pz.
LLG04664621	Maschera silv-Air 5210 Livello di protezione FFP2, con valvola, bianco	15 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

