

**Campionatore per pigmenti****Bürkle**

Campionatore per pigmenti. Per pigmenti, paste e merci agglomerate in bulk - con scanalature aperte al 50% per prodotti leggermente adesivi, con scanalature 1/4 aperte al 25% per prodotti meno adesivi - acciaio inossidabile V4A (1.4404).



Code	Description	Packaging
LLG09303710	Campionatore Quick-Picker, cap.all'orlo 145 ml, lungh. 300 mm, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09303711	Campionatore Quick-Picker, cap.all'orlo 85 ml, lungh. 300 mm, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09303713	Campionatore Quick-Picker, cap.all'orlo 179 ml, lungh. 600 mm, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09303715	Campionatore Quick-Picker, cap.all'orlo 273 ml, lungh. 900 mm, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09303712	Campionatore Quick-Picker, cap.all'orlo 312 ml, lungh. 600 mm, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09303714	Campionatore Quick-Picker, cap.all'orlo 480 ml, lungh. 900 mm, Ø 30 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

