



Unità di controllo per agitatori bioMixdrive

02-mag

Unità di controllo per agitatori bioMixdrive.

bioMixcontrol

Unità di controllo per 1 x bioMixdrive 1/2/3/4, range velocità da 5 rpm a 250 rpm, regolazione potenza (10 punti) per potenza elevata con riguardo a campioni grossi e viscosi e potenza ridotta per operazioni in continuo senza riscaldamento ad es. in incubatori a CO₂; display digitale, partenza dolce, struttura in acciaio inossidabile, 3 anni di garanzia. Prodotto in Germania.

bioMixcontrol S

Identico al bioMixcontrol, ma con struttura impilabile e pannello di controllo verticale.

bioMixcontrol MS4

Identico al bioMixcontrol, ma con 4x bioMixdrive 1, regolazione della velocità individuale e indipendente per ogni unità di agitazione, anche funzione ON/OFF, modo velocità sincrona per tutti le unità con un tocco.

Specifiche

Condizioni operative: da 0 a +50°C (con 80% umidità)

Tensione di funzionamento: 100-240V 50/60Hz, 1,5A

Esterno: acciaio inossidabile

Classe di protezione: IP 20



Code	Description	Packaging
LLG09645951	Unità di controllo bioMIXcontrol, 5-200 rpm, dim. 200x155x38 mm	1 pz.
LLG09645981	Unità di controllo bioMIXcontrol S, 5-200 rpm, dim. 215x120x50 mm	1 pz.
LLG09645982	Unità di controllo bioMIXcontrol 4MS*, 5-200 rpm, dim. 200x155x40 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

