

**Portapipette in PP "verticale"****Isolab**

Portapipette in PP verticale. Portapipette, verticale, prodotto da polipropilene fuso. Questo stativo può portare fino a 94 pipette e ruota su un asse centrale per la facile selezione di ogni particolare pipetta. Il piatto di base ha un bordo sollevato che cattura le gocce di liquido.



Code	Description	Packaging
LLG09273895	Stativo per pipette Vertical	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

