



Supporto per imbuti, acciaio inossidabile, con o senza morsetto di fissaggio

LLG Labware

Supporto per imbuti, acciaio inossidabile, con o senza morsetto di fissaggio. Questi supporti per imbuti sono adatti per sostenere tutti i tipi di imbuti con un diametro fino a 150mm. Si possono utilizzare anche per imbuti separatori (fino a 1000 ml). Con o senza morsetto di fissaggio.



Code	Description	Packaging
LLG09251554	Supporto per imbuti separatori Ø 40 mm, con morsetto	1 pz
LLG09251555	Supporti per imbuti separatori Ø 60 mm, con morsetto	1 pz
LLG09251556	Supporti per imbuti separatori Ø 80 mm, con morsetto	1 pz
LLG09251557	Supporti per imbuti separatori Ø 100 mm, con morsetto	1 pz
LLG09251550	Supporti per imbuti separatori Ø 40 mm, senza morsetto	1 pz
LLG09251551	Supporti per imbuti separatori Ø 60 mm, senza morsetto	1 pz
LLG09251552	Supporti per imbuti separatori Ø 80 mm, senza morsetto	1 pz
LLG09251553	Supporti per imbuti separatori Ø 100 mm, senza morsetto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

