

**Spruzzette, collo stretto, PE****LLG Labware**

Spruzzette, collo stretto, PE. Bottiglie per lavaggio in polietilene a collo stretto. Sono facili da stringere, semirigide, trasparenti e hanno eccellente purezza. Il flusso del liquido può essere facilmente controllato dalla pressione della mano. La punta dispensatrice consente flussi extra fini. La punta può essere diminuita per abbassare il flusso quando necessario.



Code	Description	Packaging
LLG09223500	Spruzzette, collo stretto, cap. 100 ml	1 pz
LLG09223509	Spruzzette, collo stretto, PE, Capacità 100 ml	10 pz
LLG09223503	Spruzzette, collo stretto, cap. 1000 ml	1 pz
LLG09223512	Spruzzette, collo stretto, PE, 1000 ml	10 pz.
LLG09223501	Spruzzette, collo stretto, cap. 250 ml	1 pz
LLG09223510	Spruzzette, collo stretto, PE, 250 ml	10 pz
LLG09223502	Spruzzette, collo stretto, cap. 500 ml	1 pz
LLG09223511	Spruzzette, collo stretto, PE, 500 ml	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

