



Inserti per la cassetta di trasporto campioni DuraPorter XL, in un'unica posizione

Heathrow Scientific LLC

Inserti per la cassetta di trasporto campioni DuraPorter XL, in un'unica posizione.  
Adatto per una varietà di provette di reazione e provette per la raccolta del sangue.

- Utilizzabile separatamente.
- Il coperchio può essere facilmente e completamente rimosso.
- Profondità sufficiente per il riempimento con ghiaccio.



Code	Description	Packaging
LLG04692502	Inserti per la cassetta di trasporto campioni DuraPorter XL, in un'unica posizione, Per contenitori Ø 18 mm, Per contenitori 10 ... 15 ml, Numero posti 100, Colore Trasparente, Materiale PETG	3 pz
LLG04692503	Inserti per la cassetta di trasporto campioni DuraPorter XL, in un'unica posizione, Per contenitori Ø 13 mm, Per contenitori 3,5 ... 7,5 ml, Numero posti 168, Colore Trasparente, Materiale PETG	3 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

