



Stampante per etichette

Brady

Stampante per etichette resistente e performante, per l'etichettamento veloce e flessibile in laboratorio e nell'industria. Le etichette possono essere create utilizzando la tastiera o, mediante interfaccia USB, sul PC con il software Brady Workstation. La stampante può essere collegata anche a dispositivi mobili grazie al Wi-Fi integrato e alla tecnologia Bluetooth. L'app per mobile Express Labels permette di disegnare le etichette tramite telefono o tablet.

- Stampante termica a 300 dpi.
- Velocità di stampa di 76.2 mm per secondo.
- Display colorato LCD touchscreen.
- Taglio automatico delle etichette.
- Continuous and pre-cut labels can be used
- Memoria: 200 MB.
- Tecnologia Brady Authentic per il riconoscimento automatico del materiale e delle opzioni di stampa.
- Disattivazione automatica dopo 5 min, configurabile dall'utente.
- Maniglia per facilitare il trasporto.
- Resiste alla caduta da 1.20 metri, resistente alla polvere.

Fornitura: stampante, valigetta, cavo USB, guida all'uso, drivers, batteria ricaricabile ioni-litio, adattatore AC, software Brady Workstation Basic Design, adattatore media, 1 x rotolo etichette M7C-1000-595-WT, 1 x nastro M7-R6000.



Code	Description	Packaging
LLG06326148	Stampante per etichette M710-WB	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

