



## Accendino ad arco elettrico

TFA Dostmann GmbH &amp; Co.KG

Accendino ad arco elettrico.

Accendino per l'accensione di Bunsen e bruciatori a gas con un arco elettrico. Non producendo fiamme libere, l'accendino offre una maggiore sicurezza rispetto agli accendini tradizionali. Il coperchio protettivo impedisce inoltre l'accensione accidentale.

- Sicuro e facile da usare.
- Funziona con un arco elettrico.
- La luce LED indica quando la batteria si sta scaricando.
- Ricarica tramite cavo micro-USB (incluso).
- Con coperchio di sicurezza e spegnimento automatico dopo 10 secondi.



Code	Description	Packaging
LLG06492358	Accendino ad arco elettrico, Dimensioni (LxPxH) 219 x 26 x 18 mm, Peso 58 g, a batteria	1 pz
LLG06492359	Accendino ad arco elettrico, Dimensioni (LxPxH) 192 x 26 x 19 mm, Peso 52 g, a batteria	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

