

**Occhiali di sicurezza classic****LLG Labware**

Occhiali di sicurezza classic. Approvati CE secondo EN166 e EN170. Schermi laterali integrati con sfiato, campo visivo 180°. Telaio in materiale testato anallergico. Stanghette laterali regolabili in lunghezza e inclinazione. Protezione UV 100% (fino a 380nm). Peso: solo 34 grammi.



Code	Description	Packaging
LLG09006001	Occhiali di sicurezza LLG, colore blu, lenti chiare, antigraffio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

