



Inserto MultiTube-Rack per la cassetta di trasporto campioni DuraPorter XL, posizione variabile.
Adatto per una varietà di provette di reazione e provette per la raccolta del sangue.

- Utilizzabile separatamente.
- Il coperchio può essere facilmente e completamente rimosso.
- Profondità sufficiente per il riempimento con ghiaccio.



Code	Description	Packaging
LLG04692504	Inserto MultiTube-Rack per la cassetta di trasporto campioni DuraPorter XL, posizione variabile, Per contenitori Ø 13 ... 30 mm, Per contenitori 3,5 ... 50 ml, Colore Trasparente, Materiale PETG	3 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

