



Accessori per Agitatori Magnetici - Heat-On

Heidolph

Accessori per Agitatori Magnetici - Heat-On. Heat-On Blocks Rappresentano il modo più sicuro, efficiente e veloce per riscaldare ed a gitare palloni a fondo tondo da 10 ml a 5L. Heat-On si adatta perfettamente ad ogni pallone, assicurando massima superficie di contatto e veloce trasferimento di calore. Elimina il disordine che deriva dalla pulizia dei palloni dopo la rimozione dai bagni ad olio o dai pericolosi versamenti che si hanno quando si estrae un pallone da un agitatore. - Design unico che previene rotture di vetreria e protegge l'operatore da versamenti di prodotti chimici o solventi. Il rivestimento unico in PTFE sulla struttura esterna in alluminio dell'Heat-On consente una resistenza chimica superiore e molti anni di vita dello strumento. L' elevato range di temperatura fornisce sicurezza illimitata per applicazioni fino a 260 °C - E' possibile portare all'ebollizione 150 ml di acqua in meno di 11 minuti



Code	Description	Packaging
LLG06239766	Blocco Heat-On, 500 ml	1 pz
LLG06238814	Blocco Heat-On, 2000 ml	1 pz
LLG06239767	Blocco Heat-On, 1000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

