

**Bacchette per agitazione, AR-GLAS®****BRAND**

Bacchette per agitazione, AR-GLAS®.

Tubo di vetro, fuso e sigillato ad entrambe le estremità.



Code	Description	Packaging
LLG04667795	Bacchette per agitazione, AR-GLAS®, Ø est. 5 mm, Lungh. 200 mm	50 pz
LLG04667796	Bacchette per agitazione, AR-GLAS®, Ø est. 6 mm, Lungh. 200 mm	50 pz
LLG04667797	Bacchette per agitazione, AR-GLAS®, Ø est. 6 mm, Lungh. 250 mm	50 pz
LLG04667798	Bacchette per agitazione, AR-GLAS®, Ø est. 8 mm, Lungh. 300 mm	50 pz
LLG07019614	Bacchette per agitazione, AR-GLAS®, Ø est. 8 mm, Lungh. 250 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

