

**Bacchette per agitazione, PTFE con nucleo in acciaio****BRAND****Bacchette per agitazione, PTFE con nucleo in acciaio**

- Possono essere piegate a seconda della necessità (la forma è mantenuta in modo permanente)
- Estremità tonde



Code	Description	Packaging
LLG09197483	Bacchette per agitazione, PTFE con nucleo in acciaio, Ø est. 6 mm, Lungh. 200 mm	1 pz
LLG09197484	Bacchette per agitazione, PTFE con nucleo in acciaio, Ø est. 6 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
LLG09197485	Bacchette per agitazione, PTFE con nucleo in acciaio, Ø est. 6 mm, Lungh. 300 mm	1 pz
LLG09197487	Bacchette per agitazione, PTFE con nucleo in acciaio, Ø est. 6 mm, Lungh. 400 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

