

**Occhiali a maschera Ultravision 9301**

Uvex Arbeitsschutz GmbH

Occhiali a maschera Ultravision 9301

- Percezione laterale illimitata, campo visivo 180°
- Disponibile con lenti in policarbonato (PC) e acetato (CA)
- Aderenza al viso senza pressione
- Forma ottimale ed altissimo comfort, morbida imbottitura attorno a telaio e nasello
- Sistema innovativo di aerazione
- Lente antiappannante
- Ideale anche sopra occhiali correttivi
- Telaio superiore opacizzato contro i riflessi di luce
- Fascia elastica confortevole ed idrorepellente
- Approvato EN.
- Disponibile adattatore per schermo bocca
- Esclusione gas
- Colore: grigio

Applicazioni:

9.005 163 Spruzzi di prodotti chimici e fumo (acetato - CA)

9.005 154 Forti urti e schiacciamenti (policarbonato-PC)



Code	Description	Packaging
LLG09005163	Occhiali a maschera Ultravision 9301, Colore trasparente grigio, Lenti trasparente CA	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

