

**Evaporatore rotante RV 3 V****IKA**

RV 3 è l'evaporatore rotante IKA con il miglior rapporto qualità/prezzo. Ha molti utilizzi nelle industrie chimiche, farmaceutiche e biotecnologiche, in ricerca e sviluppo, nella produzione e assicurazione qualità, nei laboratori e negli impianti produttivi. Grazie alle guide in vetro appositamente studiate, il condensatore verticale fa un uso estremamente efficiente della superficie raffreddante di 1500 cm².

- Bagno riscaldante da 4 L con display digitale della temperatura e manici per il trasporto
- Arresto di sicurezza per il sollevatore elettrico
- Meccanismo di blocco: un indicatore rosso mostra la posizione sbloccata del tubo vapore
- Sollevatore manuale per posizionamento preciso della vetreria con una sola mano, adatto per operatori sia destri che mancini
- Angolo di immersione regolabile
- Regolazione in continuo della velocità con controllo analogico e display della velocità
- Dispositivo a basso voltaggio (24 V), garantisce sicurezza di utilizzo
- Meccanismo di bloccaggio vetreria con funzione integrata push-off per sostituzione rapida del pallone di evaporazione
- Compatibile con l'intero range di vetreria IKA RV 10



Code	Description	Packaging
LLG06273133	Evaporatore rotante RV 3 V	1 pz.
LLG04661996	Evaporatore rotante RV 3 V-C	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

